


L'aspiration chirurgicale silencieuse et efficace



**CANULES TYPE YANKAUER
AVEC REGULATEUR DE VIDE**

CANULES D'ASPIRATION TYPE YANKAUER

Poignée ergonomique avec régulateur de vide

- * **Manche crénelé bleu** : ergonomique, il permet une bonne préhension de la canule.
- * **Régulateur et arrêt de vide** : permet de **moduler l'aspiration**, de la **stopper** selon les besoins de l'utilisateur et **supprime le sifflement permanent de l'aspiration**.
- * **Longueur 30 cm** : permet d'atteindre des zones profondes
- * **Capacité haute, Ch. 24**



Réf : 546724



Réf : 546824



Réf : 546725

Code	Désignation	Conditionnement
546724	sans crépine	boîte de 25 unités
546725	la même avec tubulure PVC 7 x 10 - long. 2m50	boîte de 20 unités
546824	avec crépine	boîte de 25 unités
546825	la même avec tubulure PVC 7 x 10 - long. 2m50	boîte de 20 unités

